

ヘルスケア用

# Professional Insole

プロフェッショナル インソール

ORTHO LAB.  
from KYOTO

## 医療現場が認めた プレミアム品質 「既製インソール」の進化型

最先端のオーソティックス(足底挿板)で世界をリードするカナダ Bi-Op社。《プロフェッショナル インソール》は、同社最高ランクのオーダーメイドインソール《バイオップ》と、膨大な足型の研究データから開発した既製インソールです。

《バイオップ》と同じ特殊素材「ポリニロン」を用いているため、高い矯正力・半永久的な耐久性を誇るのが特徴。多くの医療現場で活用されているのがその証です。足の痛みや疲労など、日常のお悩みにも気軽にご利用いただけます。

※(株)大井製作所 及び (株)オルソラボは、Bi-Op社の日本正規総代理店です

どんな靴にもフィットする極薄マテリアル。  
靴に入れるだけで、優れた矯正力を発揮します。


ハイスpekで経済的。  
革新的な  
既製インソール



製品最大の特徴は、Bi-Op社のオーダーメイド製品でも用いられている形状記憶樹脂「ポリニヨレン」が持つ機能性。優れた弾力性で足裏のねじれを修正し、骨格のバランスを整えます。また、材質が劣化せず半永久的に使えるため経済的。疾患治療からスポーツまで、幅広い用途で利用可能です。

## 8つの機能が支える 立体インソール構造

独自開発の形状記憶樹脂「ポリニヨレン」が、バイオメカニクス上最も理想的な足首の位置“ニュートラルポジション”に導きます。“足裏のアーチ”をしっかりサポート。足底筋膜や骨格に働きかけ、足本来の構造と機能を取り戻します。



### 1 内側縦アーチ

「つちふまず」を形成し、歩行時の衝撃を最も吸収する部分です。適正なアーチを保つことで、負荷が減り血行も良くなるため、疲れにくい体を導きます。

### 3 外側縦アーチ

体重を支える土台となる部分。足裏の体重移動をバランスよくサポートし、前方への推進力を発揮しやすくします。

### 5 極薄で様々な靴にフィット

約2.5mmの極薄樹脂を用いているため、色々な靴に使い回しができ、実用的です。

### 2 横アーチ

横アーチが崩れて平らになった状態を「開張足」といい、外反母趾・タコ・魚の目の原因となります。自然なカットラインでアーチの低下を防ぎます。

### 4 安定感を高めるヒールカップ

歩行時の第1ステップの要となる「かかと」をしっかり保持。深めのカップが左右へのグラつきを抑制し、身体のバランスを安定させます。



### 6 足のねじれを自然に修正


素材の優れた形状復元力により、歩行時の足のねじれを自然に修正し、理想的な骨格へと誘導します。

### 7 滑らかで心地よいシエル表面

技術者が丹念に磨き上げたシエルは、肌触りなめらか。素材はアレルギーフリーで、抗菌加工済。汗や酸による劣化もありません。

足の最も大切な役割は、  
足裏の3本のアーチによる

1. 全身をバランスよく支える機能
2. 歩行時の衝撃を和らげるクッション機能
3. 血液の循環を促進するポンプ機能



このアーチの崩れやゆがみによって、様々なトラブルが起こります。Bi-Op社製品は、足のアーチやかかとをしっかり保持し、正しい荷重分散・正しい歩行をサポート。筋組織や関節を強化し、正しい足の立体構想へと導きます。

サイズも豊富にご用意

## 全8サイズ

サイズは1cm刻みで全8種類。Bi-Op社が長年蓄積したデータを元に、平均的な足型に合わせて成形をしているため、どなたにでも幅広くご使用いただけます。



プロフェッショナルインソール

- 【素 材】 形状記憶樹脂 ポリニヨレン
- 【厚 さ】 約2.5mm
- 【価 格】 本体 17,000円(税別)
- 【サイズ】 全8サイズ

製造元  
**(株) 大井製作所**  
OH1 MANUFACTURING  
〒602-8004 京都市上京区下長者町通新町東入  
TEL.075-441-1177 FAX.075-441-1178  
http://www.ohi-jp.com

販売元  
**(株) オルソラボ**  
ORTHOLAB  
〒602-8004 京都市上京区下長者町通新町東入  
TEL.075-441-1177 FAX.075-441-1178  
http://www.ohi-jp.com

取扱代理店

商品の購入、お問い合わせ電話にて受付しております。

0120-002-177

月曜～金曜  
AM9:00～PM6:00

http://www.ohi-jp.com